

SNAP FIV/FelV Combo

Testgenauigkeit

Sensitivität und Spezifität des SNAP™ FIV/FelV Combo-Tests

Analyt	Referenzmethode	Ergebnis des SNAP-Tests		Gesamt	Sensitivität (95 % CI)
		+	-		Spezifität (95 % CI)
FelV Antigen ¹	+	158	0	407	100 % (97,7–100 %)
	-	2	247		99,2 % (97,1–99,9 %)
FIV Antikörper ²	+	95	0	279	100 % (96,2–100 %)
	-	4	180		97,8 % (95,4–99,4 %)

Referenzmethode

1. PetChek™ Feline Leukemia Virus Antigen Test
2. Western Blot auf das Feline Immundefizienz-Virus (FIV)

Informationen zur Interpretation und zu diagnostischen Leitfäden erhalten Sie auf unserer Webseite.

IDEXX GmbH
Humboldtstr. 2
70806 Kornwestheim
idexx.de/SNAPComboInfos

IDEXX Vet Med Labor GmbH
Börsegasse 12/1
1010 Wien
idexx.at/SNAPComboInfos

IDEXX Diavet AG
Schlyffstr. 10
8806 Bäch
idexx.ch/SNAPComboInfos

Quelle: Singh S, Davenport KA, Schooley E, et al. Diagnostic accuracy of a point-of-care immunoassay for feline immunodeficiency virus antibodies, feline leukemia virus antigen, and *Dirofilaria immitis* antigen. *Viruses*. 2023;15(10):2117. doi:10.3390/v15102117

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Alle Rechte vorbehalten. • 09-2693021-00

Alle Marken sind Eigentum von IDEXX Laboratories, Inc. oder ihren Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
Die Datenschutzrichtlinie von IDEXX finden Sie unter idexx.com.

